

Отзыв
на использование Осветителя медицинского налобного ML4 LED
в оториноларингологическом отделении Филиал №5 ФГБУ «ГВКГ им
Н.Н.Бурденко» Минобороны России

Налобный осветитель Heine ML4 LED с беспроводным аккумулятором на шлеме находился на апробации в ЛОР отделении 5 филиала ГВКГ имени Н. Н. Бурденко на протяжении 7 дней. Использовался при консультативных осмотрах, в перевязочной, отделении ОРИТ и в операционной.

Качество материалов, сборка и дизайн у Heine, как и всегда на высоком уровне.

Светодиоды с температурой цвета 4500 К создают равномерное и яркое световое пятно и обеспечивают естественную цветопередачу. Имеется возможность регулировки размера светового пучка, рабочего угла наклона и яркости. Все настройки, в том числе и посадка шлема, выполняются одной рукой. При риноскопии, хорошо просматриваются задние отделы полости носа, что выделяет данный осветитель среди других.

Посадка шлема очень комфортная, он оборудован мягкими накладками из натуральной кожи и двумя регулировками размеров. Головных болей и дискомфорта за 1 час использования осветителя в операционной не возникло.

Ёмкости аккумулятора хватило на три операции, с суммарной продолжительностью около трёх часов. Яркость светового пятна, при этом не уменьшилась. Уровень зарядки аккумулятора позволят контролировать индикация.

Модель осветителя с беспроводным аккумулятором на шлеме, по нашему мнению, обладает хорошей мобильностью и больше подходит для работы в смотровой и перевязочной.

Заведующий оториноларингологическим отделением врач-оториноларинголог



Шмелёв Александр Викторович